


**WEGO 威高**

- 个性化设计
- 安全可靠
- NMPA认证



# 一次性使用无菌取卵针


Single-use Sterile Oviposition Needles

至臻品质 威高智造


注册证号:鲁械注准20232180619

# 引领行业标准,辐照灭菌无残留更安全

《YY/T 1698-2020 人类体外辅助生殖技术用医疗器械 辅助生殖穿刺取卵针》  
行业标准第一起草单位



单腔取卵针



双腔取卵针



笔式针尖较为锐利,  
减少组织损伤



创新型MARK标记,  
B超下显影清晰



钢针内外壁特殊处理,降低  
表面粗糙度,内壁Ra≤0.17,  
外壁 Ra≤0.09



吸引管末端改为直管,  
可反冲穿刺针



所有导管均采用超滑  
材料,降低摩擦损伤



手柄一体注塑成型,  
保证气密性,稳定管腔内压力

## 产品参数 Product parameters

| 型号           | 直径<br>(Gauge) | MARK区形状及长度  | MARK区与针尖距离 | 穿刺针长度<br>(cm) | 吸引导管长度<br>(cm) | 真空导管长度<br>(cm) | 冲洗导管长度<br>(cm) | 手柄颜色 |     |
|--------------|---------------|-------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|-----|
| I型<br>(单腔)   | 16            | 10mm<br>点状  | 3mm        | 35            | 65             | 45             | —              | 蓝    |     |
|              | 16            |             |            |               | 80             |                |                |      |     |
|              | 16            |             |            |               | 100            |                |                |      |     |
|              | 17            | 10mm<br>点状  | 3mm        | 35            | 55             | 45             | —              | 红    |     |
|              |               |             |            |               | 17             |                |                |      | 65  |
|              |               |             |            |               | 17             |                |                |      | 80  |
|              | 18            | 10mm<br>点状  | 3mm        | 35            | 65             | 45             | —              | 粉    |     |
|              |               |             |            |               | 18             |                |                |      | 80  |
|              |               |             |            |               | 18             |                |                |      | 100 |
| III型<br>(单腔) | 16            | 10mm<br>螺纹状 | 3mm        | 35            | 65             | 45             | —              | 蓝    |     |
|              | 16            |             |            |               | 80             |                |                |      |     |
|              | 16            |             |            |               | 100            |                |                |      |     |
|              | 17            | 10mm<br>螺纹状 | 3mm        | 35            | 55             | 45             | —              | 红    |     |
|              |               |             |            |               | 17             |                |                |      | 65  |
|              |               |             |            |               | 17             |                |                |      | 80  |
|              | 18            | 10mm<br>螺纹状 | 3mm        | 35            | 65             | 45             | —              | 粉    |     |
|              |               |             |            |               | 18             |                |                |      | 80  |
|              |               |             |            |               | 18             |                |                |      | 100 |
| II型<br>(双腔)  | 17            | 10mm<br>螺纹状 | 3mm        | 35            | 55             | 45             | 55             | 红    |     |
|              | 17            |             |            |               | 65             |                | 65             |      |     |
|              | 17            |             |            |               | 80             |                | 80             |      |     |
|              | 17            |             |            |               | 100            |                | 100            |      |     |
|              | 17            |             |            |               | 100            |                | 100            |      |     |



## 山东威高瑞生医疗器械有限公司

地址: 山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇威高路1号

咨询电话: 400-646-6666

电话: 0631-5715912

传真: 0631-5716403

邮编: 264210

网址: www.wegoruisheng.com

邮箱: rsxshscb@weigaogroup.com