

WEGO威高

- 个性化设计
- 安 全 可 靠
- NMPA认证



真空连接管
一次性使用无菌注射器
一次性使用宫腔组织吸引管

真空连接管



真空连接管由长管、短管、鲁尔接头、疏水性过滤器组成：

1.精选优质管材，安全柔软，利于临床操作。
2.管路与接头气密性良好，通气性、阻水性佳。
3.接口适用于多种负压吸引器。




连接管长度(cm)
50
100
200
250

产品可定制生产
满足多种长度需求

一次性使用无菌注射器

用途：

- 适用于胚胎移植过程中向宫腔内推注胚胎。



特点：

- 推注手感适宜，气密性良好。
- 提高了胚胎在移植导管内的稳定性，移植操作更可控。

一次性使用宫腔组织吸引管

一次性使用宫腔组织吸引管由宫腔组织吸引外管、管套、密封圈、拉杆组成：

- 无需扩张宫颈，有效降低患者痛感，减少创伤。
- 管身光滑且印有指示刻度，更适宜临床操作。
- 采用医用高分子材料聚丙烯制成，导管柔韧富有弹性，轻松触及子宫角、输卵管两侧等传统工具难以到达的部位。

规格型号	吸引管外径(mm)	侧孔长度(mm)
Z3-6	3	6
Z3-7	3	7
Z3.2-6	3.2	6
Z3.2-7	3.2	7



山东威高瑞生医疗器械有限公司
地址：山东省威海火炬高技术产业开发区威高路1号
咨询电话：400-646-6666　邮编：264210
电话：0631-5715912　网址：www.wegoruisheng.com
传真：0631-5716403　邮箱：rsxshscb@weigaogroup.com